



Kit d'installation pour poches KLIKS de 2L

- **Kit complet:** 1 support + 1 connecteur + 1 réduction de tube + 1 clapet anti-retour
- 1 Kit = 1 poche
- Simple à installer
- Installation murale ergonomique et sécurisée

Capacité: 1 poche de 2L

Conseils d'installation:

1. Fixer le support en inox à un mur
2. Positionner la poche KLIKS 2L
3. Retirer l'opercule de la poche
4. Connecter le connecteur

A noter: le système doit être relié à un système de dosage automatique: TanaDos, pompe manuelle...

Unité de vente:

Art-Nr 715430 carton de 1 kit

