



TASKI® Sani 4 in 1 Plus

TASKI® Sani 4 in 1 Plus

Nettoyant, détartrant, désinfectant et désodorisant pour sanitaires

Description

Nettoyant, détartrant, désinfectant et désodorisant pour sanitaires.
Pour toutes les surfaces dures résistantes aux acides.

Propriétés principales

- Formulation à base d'acide lactique
- Nettoie, détartre, désinfecte et désodorise en une seule étape
- Efficace contre un large éventail de micro-organismes, bactéries, levures et virus enveloppés
- Technologie unique et brevetée de neutralisation des odeurs (O.N.T.)

Bénéfices

- Excellente propriétés détergentes, quelque soit la dureté de l'eau
- Réduit le nombre de produits dans la zone des toilettes
- Excellente hygiène, réduisant le risque de contamination croisée
- Laisse un parfum agréable et frais

Mode d'emploi

Dosage:

TASKI Sani 4 in 1 Plus est disponible en formats concentré standard et prêt à l'emploi. Pour des informations détaillées sur le conditionnement, veuillez vous référer au tableau des données techniques.

Un dosage correct permet de réduire les coûts et de minimiser l'impact sur l'environnement.

Méthode au pulvérisateur :

- Vaporisez la solution sur une chiffonnette microfibre humide et appliquer sur la surface
- Laisser agir le temps requis selon le spectre d'efficacité microbiologique recherché
- Frotter avec la microfibre en cas de salissures tenaces
- Rincez à l'aide de la chiffonnette microfibre
- Remplacez la chiffonnette microfibre régulièrement

Méthode au seau :

- Appliquez la solution à l'aide d'une chiffonnette microfibre humide préalablement imprégnée de celle-ci
- Laisser agir le temps requis selon le spectre d'efficacité microbiologique recherché
- Frotter avec la microfibre en cas de salissures tenaces
- Rincez à l'aide de la chiffonnette microfibre
- Remplacez la chiffonnette microfibre régulièrement



© A.I.S.E.



TASKI® Sani 4 in 1 Plus

TASKI® Sani 4 in 1 Plus

Nettoyant, détartrant, désinfectant et désodorisant pour salle de bain

Données Techniques

Conditionnement	Référence	Description	Vaporisateurs	Seau	Apparence	pH pur (20°C)	pH dilué	Densité relative (20°C)
Standard concentré	101100217	TASKI Sani 4 in 1 Plus 2x5L	2%* 3%*	2%* 3%**	Liquide rose clair	< 0.5	2	1.09 g/cm³
Exact	101103717 101103718	TASKI Sani 4 in 1Plus 6x1L TASKI Sani 4 in 1Plus 5L (Cubi)	2%* 3%**	2%* 3%**	Liquide rose clair	< 0.5	2	1.09 g/cm³
SmartDose	100975589	TASKI Sani 4 in 1Plus 1,4L	2%* 3%**	2%* 3%**	Liquide rose clair	< 0.5	2	1.09 g/cm³
QS	101101402	TASKI Sani 4 in 1Plus 2x2,5L	2%* 3%**	2%* 3%**	Liquide rose clair	< 0.5	2	1.09 g/cm³
Prêt à l'emploi	101101561	Sani 4 in 1 Plus Spray 6x0.75L	100%	N/A	Liquide rose clair	2	2	1.00 g/cm³

*Pour tuer le spectre complet des micro-organismes selon la norme standard

** Pour tuer le spectre complet des micro-organismes selon la norme santé

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications. Vaporisateur vide correspondant disponible. Pour le dosage manuel, pompe de distribution disponible.

Précautions de manipulation et de stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible sur Internet : <https://sds.diverseys.com/>. Uniquement pour usage professionnel. Conserver dans son emballage d'origine fermé, à l'abri des températures extrêmes.

Compatibilité produit

Ne pas utiliser sur des surfaces / matériaux sensibles à l'eau et/ou aux acides.

Tester la compatibilité des matériaux dans un endroit non visible avant utilisation.

Informations environnementales et réglementaires

Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradables conformément au Règlement EU Détergent CE648/2004.

Données microbiologiques

Concentré		Norme Standard		Norme Santé	
Norme	Activité	Dilution (%)	Temps de contact	Dilution (%)	Temps de contact
EN1276	Bactéricide	1,50	5 min	-	-
EN13727	Bactéricide	-	-	1,75	5 min
EN13697	Bactéricide	1,75	5 min	2,00	5 min.
EN1650	Levuricide	2,00	15 min	-	-
EN13624	Levuricide	-	-	3,00	15 min
EN13697	Levuricide	2,00	5 min	2,25	5 min
EN14476	Virus enveloppé	1,00	1min	1,00	1min
prEN16777	Virus enveloppé	1,00	5 min	1,50	5 min

Prêt à l'emploi		Norme standard
Norme	Activité	Temps de contact
EN1276	Bactéricide	5 min
EN13697	Bactéricide	5 min
EN1650	Levuricide	15 min
EN13697	Levuricide	5 min
EN14476	Virus enveloppé	1min
prEN16777	Virus enveloppé	5 min