



Forcyde 4 en 1

Nettoyant détartrant désinfectant
et désodorisant PAE

PROPRIÉTÉS

C'est un nettoyant PAE pour les installations sanitaires, il élimine les dépôts de calcaires, parfume agréablement et redonne de la brillance à la robinetterie. Il nettoie et permet une désinfection en profondeur des surfaces (les carrelages, baignoires, douches, lavabos, robinetteries, WC, murs, sols, zone médicale etc).

CONSEILS D'UTILISATION

Produit prêt à l'emploi. Pulvériser directement à 20 cm des surfaces à nettoyer. Laisser agir en se référant à la désinfection souhaitée, puis frotter avec une éponge et rincer à l'eau claire. Utiliser les biocides avec précaution. Réutiliser le bidon de 5 L pour recharger le 750 ml. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

COMPOSITION INDICATIVE & NORME

Moins de 5% : Agents de surface amphotères et cationiques. Contient : parfum. Contient également : Amyl cinnamal (n°CAS : 122-40-7). Contient substance active biocide : Chlorure de didécyl diméthylammonium (N°CAS 7173-51-5) 0,3 % m/m. TP2 (Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux). *Parfum synthétique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide
Couleur	Incolore
Parfum	Floral*
pH	2.5 +/- 0.25
Contenance	1 L



Réf. **323813**



Fabriqué en France

CONDITIONNEMENT

EAN	3700008302331
Colisage	Carton
Unités par carton	6
Dimension d'un carton (mm)	241 x 160 x 300
Cartons par palette	80
Nombre de couches	5
Colis par couche	16
Unités par palette	480



EFFICACITÉ BACTÉRICIDE EN CONDITION DE SALETÉ

NORMES	SOUCHES	TEMPS
EN1276 Test de suspension	Pseudomonas Aeruginosa Escherichia Coli Staphylococcus Aureus Enterococcus Hirae	5 minutes
EN13697 Test de surface avec action mécanique		
EN16615 Test de surface avec action mécanique		
Domaine médicale EN13727 Test de suspension		

EFFICACITÉ VIRUCIDE EN CONDITION DE SALETÉ

NORME	SOUCHES	TEMPS
EN14476 Test de suspension	Vaccinia virus Ankara	5 minutes
EN16777 Test de surface		

EFFICACITÉ LEVURICIDE EN CONDITION DE SALETÉ

NORMES	SOUCHES	TEMPS
EN1650 Test de suspension	Candida Albicans	5 minutes
EN13697 Test de surface avec action mécanique		
EN16615 Test de surface avec action mécanique		
Domaine médicale EN13624 Test de suspension		